

REQUISITI HARDWARE CONSIGLIATI



PC

Windows 7 (64 bit), Windows 10 **PROCESSORE:** Intel I5 o I7 (per PC portatili). Consigliato Quad Core (per Workstation)

RAM: minimo 4 GB.

8 GB per stack di immagini comprendenti un cranio completo

HARD DISK: 300 – 500 GB

SCHEDA VIDEO: consigliata vRAM pari o superiore a 3GB. Per massime prestazioni Nvidia GTX o linea QUADRO

RISOLUZIONE MONITOR: 1920x1080 (Full HD) per una visualizzazione ottimale

SISTEMA OPERATIVO: Windows 7 (64 bit), Windows 10.

Per prestazioni professionali si consiglia l'utilizzo di notebook Dell, serie XPS 15 (9560)





Per la gestione ottimale della piattaforma CLOUD è necessaria una connessione ad Internet stabile (ADSL per linea fissa, 4G per rete mobile)

