



PC

PROCESSORE: Intel I5 o I7 (per PC portatili).
Consigliato Quad Core (per Workstation)

RAM: minimo 4 GB.
8 GB per stack di immagini comprendenti un cranio completo

HARD DISK: 300 – 500 GB

SCHEDA VIDEO: consigliata vRAM pari o superiore a 3GB.
Per massime prestazioni Nvidia GTX o linea QUADRO

RISOLUZIONE MONITOR: 1920x1080 (Full HD) per una visualizzazione ottimale

SISTEMA OPERATIVO: Windows 10, 11



Mac

MacBook Pro 15"

iMac series

SISTEMA OPERATIVO: OS
(12 Monterey, 13 Ventura)



iOS

iPad Pro

SISTEMA OPERATIVO: iOS 16

Per la gestione ottimale della piattaforma CLOUD è necessaria una connessione ad Internet stabile